



Utprovningsprotokoll vid förflyttning med lyftsle – odelade benstöd

Lyftselen utprovad till.....Födelsedata.....







Lyftselen förskriven av..... Telefon.....

Delgiven.....Datum.....

Lyftsle (fabrikat, modell, serienr. och storlek).....

Används ihop med följande lyft (fabrikat, modell).....

Lyftselen används vid alla förflyttningar ☐ Ja ☐ Nej, enbart vid följande tillfällen...

Placering av lyftsle med odelade benstöd  Överkant Nederkant Placera lyftselen <u>när brukaren ligger på sidan</u> i sängen. Nederkanten placeras ända fram i knävecken.  Mellersta benbanden används ☐ Ja ☐ Nej 	Fäst lyftsens öglor i lyftbygeln enligt följande: Huvud / ryggdel : Bindel:..... Tillbehör
Armarnas placering  ☐ Innanför  ☐ Utanför	Instruktioner vid applicering/förflyttning ☐ Ska utföras av 2 personer. ☐ Lyftselen ska plockas bort i säng. ☐ Brukaren kan sitta kvar på lyftselen i rullstolen. ☐ Övrigt:.....
Ryggdelens placering  Överkant ☐ axelhög  ☐ över huvudet	Observera – Kontrollera lyftsens band, sömmar, upphängningsöglor och tyg inför varje lyft och efter tvätt. – Kontakta arbetsterapeut/fysioterapeut om brukarens vikt, funktionsnivå eller behov förändras.